

№	№	Наименование	Технические характеристики	Предельная стоимость единицы ТСП
	8-01	Протезы косметические		
1	8-01-04	Протез плеча косметический	Протез плеча косметический. Протез косметический предназначен при утрате эстетических параметров верхней конечности. Протез изготавливается индивидуально. Протез имеет покрытие для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнения. Возможно применение следующих комплектующих: кость силиконовая 102LSL-SC (Пегал) шарнир локтевой 12R6, 12K5 (Отто Бокк) Тип протеза постоянный	544 972,65
	8-02	Протезы рабочие		
2	8-02-01	Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти в следующей комплектации: Имеет гильзу предплечья и гильзу кисти соединенные шарнирно. Гильзы выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильзы - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Гильза имеет приемник для рабочих насадок. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Жест Комплект рабочих насадок, расширяющих возможности протеза SWINGER, SWINGERTL, SWINGERBLU, SWINGERV, SHROOM, SHROOMTL, SHROOMBLU, SHROOMPNK, SKIRACERLEFT, SKIRACERRIGHT, HELIXL, HELIXR, HFFPSR, PINCHITTER, PINCHITTERHD, GRANDSLAMTD, PIVOT70, PIVOTSHORT70, PIVOTSHORT85, HUSTLR, GUITARPA, VIOLIN2, DRUMSA. 5 штук - предоставляются по выбору пациента. Тип протеза постоянный	1 195 387,03
3	8-02-01	Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти в следующей комплектации: Имеет гильзу предплечья и гильзу кисти соединенные шарнирно. Гильзы выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильзы - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Гильза имеет приемник для рабочих насадок. Возможно применение следующих комплектующих Комплектующие производства Жест - Комплект рабочих насадок, расширяющих возможности протеза BIL, BILTL, BILV, BILPIVOT, BIT, BITPIVOT, BIM, REBOUND, HOOPSTER, BARRAGE, BARRAGETL, KAYAK, COBRA, COBRASB11, COBRASB12, PINCHITTERFLEX, POWERPLAY, LAMPREY, PIVOT85, MTNMASTER, MTNMASTERG, ISHI, ISHIHD, MULTID, MULTIDPIVOT, KAHUNA, KAHUNASB, FSTD2, GOLFPROL, GOLFPOR, EAGLEFLEX. DRAGON60, RAPTOR. 5 штук - предоставляются по выбору пациента. Тип протеза постоянный	1 610 915,24
4	8-02-02	Протез предплечья рабочий	Протез предплечья рабочий в следующей комплектации: - Постоянная приемная гильза, изготовленная по слепку с культи пациента, выполнена методом вакуумной инфузии, материал гильзы - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Жест Комплект рабочих насадок, расширяющих возможности протеза SWINGER, SWINGERTL, SWINGERBLU, SWINGERV, SHROOM, SHROOMTL, SHROOMBLU, SHROOMPNK, SKIRACERLEFT, SKIRACERRIGHT, HELIXL, HELIXR, HFFPSR, PINCHITTER, PINCHITTERHD, GRANDSLAMTD, PIVOT70, PIVOTSHORT70, PIVOTSHORT85, HUSTLR, GUITARPA, VIOLIN2, DRUMSA. 5 штук - предоставляются по выбору пациента. Тип протеза постоянный	1 215 146,91
5	8-02-02	Протез предплечья рабочий	Протез предплечья рабочий в следующей комплектации: - Постоянная приемная гильза, изготовленная по слепку с культи пациента, выполнена методом вакуумной инфузии, материал гильзы - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Жест - Комплект рабочих насадок, расширяющих возможности протеза BIL, BILTL, BILV, BILPIVOT, BIT, BITPIVOT, BIM, REBOUND, HOOPSTER, BARRAGE, BARRAGETL, KAYAK, COBRA, COBRASB11, COBRASB12, PINCHITTERFLEX, POWERPLAY, LAMPREY, PIVOT85, MTNMASTER, MTNMASTERG, ISHI, ISHIHD, MULTID, MULTIDPIVOT, KAHUNA, KAHUNASB, FSTD2, GOLFPROL, GOLFPOR, EAGLEFLEX. DRAGON60, RAPTOR. 5 штук - предоставляются по выбору пациента. Тип протеза постоянный	1 641 861,68
6	8-02-02	Протез предплечья рабочий	Протез предплечья рабочий в следующей комплектации: - Постоянная приемная гильза, изготовленная по слепку с культи пациента, выполнена методом вакуумной инфузии, материал гильзы - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Фадвиз: Запястье АЛЬФА Насадки: Насадка Физкультура, Насадка D-зажим, Насадка Плавание, Насадка Гибкий держатель, , Насадка Вело, Насадка Упор, Насадка Брусья, Насадка Цевьё, Насадка Цевьё ПИ-ВИ.. 5 штук - предоставляются по выбору пациента. Тип протеза постоянный	614 120,72
7	8-02-03	Протез плеча рабочий	Протез плеча рабочий в следующей комплектации: - Постоянная гильза состоит из приемной и несущей гильзы, приемная гильза изготовлена по слепку с культи пациента. Гильзы выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильз - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Жест Комплект рабочих насадок, расширяющих возможности протеза SWINGER, SWINGERTL, SWINGERBLU, SWINGERV, SHROOM, SHROOMTL, SHROOMBLU, SHROOMPNK, SKIRACERLEFT, SKIRACERRIGHT, HELIXL, HELIXR, HFFPSR, PINCHITTER, PINCHITTERHD, GRANDSLAMTD, PIVOT70, PIVOTSHORT70, PIVOTSHORT85, HUSTLR, GUITARPA, VIOLIN2, DRUMSA. 5 штук - предоставляются по выбору пациента. Тип протеза постоянный	1 398 163,12

8	8-02-03	Протез плеча рабочий	Протез плеча рабочий в следующей комплектации: - Постоянная гильза состоит из приемной и несущей гильзы, приемная гильза изготовлена по слепку с культи пациента. Гильзы выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильз - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Жест - Комплект рабочих насадок, расширяющих возможности протеза BIL, BILTL, BILV, BILPIVOT, BIT, BITPIVOT, BIM, REBOUND, HOOPSTER, BARRAGE, BARRAGETL, KAYAK, COBRA, COBRASB11, COBRASB12, PINCHITTERFLEX, POWERPLAY, LAMPREY, PIVOT85, MTNMASTER, MTNMASTERG, ISHI, ISHIHD, MULTID, MULTIDPIVOT, KAHUNA, KAHUNASB, FSTSD2, GOLFPROL, GOLFPOR, EAGLEFLEX. DRAGON60, RAPTOR. 5 штук - предоставляются по выбору пациента. Тип протеза постоянный	1 843 135,41
9	8-02-03	Протез плеча рабочий	Протез плеча рабочий в следующей комплектации: - Постоянная гильза состоит из приемной и несущей гильзы, приемная гильза изготовлена по слепку с культи пациента. Гильзы выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильз - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Метиз / СОП - Локоть- C07286 + C11381 Комплектующие производства Фадвиз: Запястье АЛЬФА Насадки: Насадка Физкультура, Насадка D-зажим, Насадка Плавание, Насадка Гибкий держатель, , Насадка Вело, Насадка Упор, Насадка Брусья, Насадка Цевьё, Насадка Цевьё ПИ-ВИ-. 5 штук - предоставляются по выбору пациента. Крепление Комплектующие производства Отто Бокк 21A36=1 Тип протеза постоянный	1 009 705,34
	8-03	Протезы активные		
10	8-03-02	Протез предплечья активный (тяговый)	Протез предплечья активный (тяговый) в следующей комплектации: Постоянная гильза состоит из приемной и несущей гильзы, приемная гильза изготовлена по слепку с культи пациента. Гильзы выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильз - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Тяговая кисть открывается с помощью системы крепления и тяг за счет компенсаторных движений плечевого пояса и закрывается самостоятельно.. Кисть осуществляет один вид схвата – «щепоть» - между 1-ым и блоком 2, 3 пальцев. Косметическая оболочка кисти силиконовая, устойчива к загрязнениям. Поверхность оболочки имитирует топографический рисунок руки человека, с обозначением костных выступов, складок и ногтей. Возможно применение следующих комплектующих: 8K22, 8K21, 8K23 (Отто Бокк), МНА (СОП). (TSG оболочка СОП) Тип протеза постоянный	417 259,88
11	8-03-03	Протез плеча активный (тяговый)	Протез плеча активный (тяговый) - Постоянная гильза состоит из приемной и несущей гильзы, приемная гильза изготовлена по слепку с культи пациента. Гильзы выполнены методом вакуумной инфузии, материал гильз - литевой слоистый пластик на основе смол с усилением мест нагрузки карбоновым волокном. Тяговая кисть открывается с помощью системы крепления и тяг за счет компенсаторных движений плечевого пояса и закрывается самостоятельно.. Кисть осуществляет один вид схвата – «щепоть» - между 1-ым и блоком 2, 3 пальцев. Косметическая оболочка кисти силиконовая, устойчива к загрязнениям. Поверхность оболочки имитирует топографический рисунок руки человека, с обозначением костных выступов, складок и ногтей. Возможно применение следующих комплектующих: 8K22, 8K21, 8K23 (Отто Бокк), МНА (СОП). (TSG оболочка СОП) Шарнир локтевой 12K5 (Отто бокк) Тип протеза постоянный	524 553,98
	8-04	Протезы с микропроцессорным управлением		
12..01	8-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения пальцев кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Возможно применение следующих комплектующих: Комплект пальцев VINCENT (Вита-Орта(Vincent GMBh)) Комплект 1 пальца	8 536 681,55
12..02	8-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения пальцев кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Возможно применение следующих комплектующих: Комплект пальцев VINCENT (Вита-Орта(Vincent GMBh)) Комплект 2 пальца	9 048 434,24
12..03	8-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения пальцев кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Возможно применение следующих комплектующих: Комплект пальцев VINCENT (Вита-Орта(Vincent GMBh)) Комплект 3 пальца	9 358 644,74
12..04	8-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения пальцев кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Возможно применение следующих комплектующих: Комплект пальцев VINCENT (Вита-Орта(Vincent GMBh)) Комплект 4 пальца	9 593 212,84
12..05	8-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения пальцев кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Возможно применение следующих комплектующих: Комплект пальцев VINCENT (Вита-Орта(Vincent GMBh)) Комплект 5 пальцев	9 526 266,89
13..1	8-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения пальцев кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Возможно применение следующих комплектующих: Комплект пальцев 1-5 IDKit Access (Метиз(Ossur)) Комплект 1 пальца	4 936 039,76
13..2	8-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения пальцев кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Возможно применение следующих комплектующих: Комплект пальцев 1-5 IDKit Access (Метиз(Ossur)) Комплект 2 пальца	5 036 990,91
13..3	8-04-01	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения пальцев кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Возможно применение следующих комплектующих: Комплект пальцев 1-5 IDKit Access (Метиз(Ossur)) Комплект 3 пальца	5 156 691,16

[illegible]

25	8-04-03	Протез плеча с микропроцессорным управлением	Протез плеча с микропроцессорным управлением. Состоит из приемной гильзы из термопластичного материала, изготовленной по индивидуальному гипсовому слепку с пациента. Все пальцы имеют активный хват и раскрытие. Возможно применение следующих комплектующих: i-limb (Метиз(Ossur)): AH02-CDY-EE - Adam's Hand (Метиз(Ossur)) Локтевой шарнир 12K50 (Отто Бокк) EEC-xxx Espire Elbow Classic Plus (Жест)	7 974 163,26
	8-05	Протезы после вычленения плеча		
26	8-05-01	Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления	Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления. Состоит из приемной гильзы из термопластичного материала. Кисть электромеханическая каркасного типа с формообразующей оболочкой осуществляет один основной вид схвата в щепоть. Возможно применение следующих комплектующих: ЭЛЕКТРОКИСТЬ SENSORHAND SPEED (Отто Бокк) Локтевой шарнир 12K41 (Отто Бокк) Плечевой шарнир SJ90 BK (Жест)	2 792 516,80
27	8-05-01	Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления	Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной системой управления. Состоит из приемной гильзы из термопластичного материала. Кисть электромеханическая каркасного типа с формообразующей оболочкой осуществляет один основной вид схвата в щепоть. Возможно применение следующих комплектующих: Кисть Myo Kinisi с быстроразъемным запястьем EQD (Метиз/СОП) Локтевой шарнир 12K41 (Отто Бокк) Плечевой шарнир SJ90 BK (Жест)	2 908 741,27
28	8-05-02	Протез после вычленения плеча функционально-косметический	Протез при вычленении плеча функционально-косметический. Состоит из приемной гильзы из термопластичного материала, изготовленной по индивидуальному гипсовому слепку с пациента, каркасной системы локтя, регулируемого ротатора плеча и предплечья, узла запястья. Косметическая силиконовая оболочка до локтя. Металлическая арматура в пальцах позволяет установку их в физиологическое положение. Возможно применение следующих комплектующих: кисть силиконовая 102LSL-SC (Pegall) шарнир локтевой 12R7 (Отто Бокк) Крепление - 21A35=1 (Отто Бокк)	591 181,10
	8-07	Протезы нижних конечностей		
29	8-07-01	Протез стопы	Протез стопы. Протез стопы модульный с несущей приемной гильзой из слоистого пластика. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Метиз (Оссур) Стопа CNP00xxx	545 033,89
30	8-07-04	Протез голени для купания	Протез голени для купания Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Возможно применение следующих влагостойких комплектующих: Комплектующие производства Метиз (Оссур) 2H17YB	645 451,56
30(1)	8-07-04	Протез голени для купания	Протез голени для купания Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Возможно применение следующих влагостойких комплектующих: Комплектующие производства Отто Бокк 1C50, 1C53, 1C60, 1C63	624 046,19
31	8-07-05	Протез бедра для купания	Протез бедра для купания Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Возможно применение следующих влагостойких комплектующих: Стопы: Комплектующие производства Отто Бокк 1C50, 1C64 Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3WR95 Комплектующие производства Метиз (Оссур) 6H30B Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57=WR Тип протеза постоянный.	1 195 904,56
32	8-07-05	Протез бедра для купания	Протез бедра для купания Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Возможно применение следующих влагостойких комплектующих: Стопы: Комплектующие производства Метиз (Оссур) 2H17YB Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3WR95 Комплектующие производства Метиз (Оссур) 6H30B Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57=WR Тип протеза постоянный.	1 130 211,97
33	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии среднего (2) уровня двигательной активности	Протез голени модульного типа для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Отто Бокк 1C30, 1D35, 1A30 Комплектующие производства Ортомедика 1A500, 1FC65 Тип протеза постоянный.	553 707,31

34	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии среднего (2) уровня двигательной активности	Протез голени модульного типа для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Ортомедика Short Foot, Комплектующие производства Антарес АкваФит, Ниагара Комплектующие производства Метиз (Оссур) 2H20Y, 2H21Y Тип протеза постоянный.	523 787,94
35	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез голени модульного типа для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Отто Бокк IE56 Комплектующие производства Ортомедика Wave Comfort Комплектующие производства Метиз (Оссур) 2H17YB Тип протеза постоянный.	639 031,67
36	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез голени модульного типа для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Отто Бокк IC50 IC60, IC53, IC63, IE57 Тип протеза постоянный.	706 278,69
37	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез голени модульного типа для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Антарес Пацифика, Хайлендер, Сиерра, ДинАдапт Комплектующие производства Метиз (Оссур) VLPExxx0, PLAXxxR/L Тип протеза постоянный.	769 522,07
38	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии высокого (4) уровня двигательной активности	Протез голени модульного типа для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие должны соответствовать высокому (4) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Отто Бокк IC40, IC61, IC51, IC64, IC68 Комплектующие производства Ортомедика Element, Rush LoPro Комплектующие производства Вита Орта ELITE2 Тип протеза постоянный.	758 292,27
39	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии высокого (4) уровня двигательной активности	Протез голени модульного типа для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня [REDACTED] [REDACTED] согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Метиз (Оссур) PXT0xxxx, PLT0xxxx, RHPExxxx, SSPExxxx, SHPExxxx, RHFExxxx Тип протеза постоянный.	1 084 897,44
40	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности при парной ампутации	Протез голени модульного типа для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Отто Бокк ICS0 IC60, IC53, IC63, IE57 Тип протеза постоянный.	873 722,29

41	8-07-09	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности при парной ампутации	Протез голени модульного типа для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Антарес Пацифика, Хайлендер, Сиерра, ДинАдапт Комплектующие производства Метиз (Оссур) VLPExxx0, PLАxxxR/L Тип протеза постоянный.	1 071 423,76
42	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии среднего (2) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C30, 1D35, 1A30 Комплектующие производства Ортомедика 1A500, 1FC65 Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R93, 3R90, 3R49, 3R21 Комплектующие производства Метиз OFM2 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	849 964,86
43	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии среднего (2) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз (Оссур) 1H20Y, 1H21Y Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R78 Комплектующие производства Метиз 6H23, OFM2 Комплектующие производства Экспресс Орто 4P22 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	757 358,44
44	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C50 1C60, 1E56, 1E57 Комплектующие производства Ортомедика Wave Comfort Комплектующие производства Метиз 2H17YB Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R92, 3R106 Комплектующие производства Ортомедика L1322 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 017 905,77

45	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Антарес Хайлендер, Сьерра, ДинАдапт Комплектующие производства Метиз VLPExxxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R106-PRO Комплектующие производства Метиз (Оссур) Total 1900, OP4 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 204 998,20
46	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии высокого (4) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Применение косметической облицовки и покрытия облицовки или без облицовки. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать высокому (4) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C40, 1C61, 1C51, 1C68 Комплектующие производства Ортомедика Element, Rush LoPro Комплектующие производства Вита Орта ELITE2 Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R46,,3R55, 3R80, Комплектующие производства Ортомедика Capital Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 368 780,03
47	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии высокого (4) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Применение косметической облицовки и покрытия облицовки или без облицовки. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать высокому (4) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Ортомедика Rush HiPro (HIP) Комплектующие производства Метиз (ОССУР) PLTO., SSPE Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R46,,3R55, 3R80, Комплектующие производства Ортомедика Capital Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 647 517,36
48	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии высокого (4) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Применение косметической облицовки и покрытия облицовки или без облицовки. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать высокому (4) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C64 Комплектующие производства Метиз (ОССУР) 2H17YB Коленные модули: Комплектующие производства Метиз (ОССУР) 6H30B Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 178 920,25

49	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии среднего (2) уровня двигательной активности при парной ампутации	Протез бедра модульный для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C30, 1D35, 1A30 Комплектующие производства Ортомедика 1A500, 1FC65 Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R93, 3R90, 3R49, 3R21 Комплектующие производства Метиз OFM2 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 094 908,54
50	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии среднего (2) уровня двигательной активности при парной ампутации	Протез бедра модульный для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз (Оссур) 1H20Y, 1H21Y Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R78 Комплектующие производства Метиз 6H23, OFM2 Комплектующие производства Экспресс Орто 4P22 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 009 376,19
51	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности при парной ампутации	Протез бедра модульный для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C50 1C60, 1E56, 1E57 Комплектующие производства Ортомедика Wave Comfort Комплектующие производства Метиз 2H17YB Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R92, 3R106 Комплектующие производства Ортомедика L1322 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 352 372,24
52	8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии повышенного (3) уровня двигательной активности при парной ампутации	Протез бедра модульный для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Антарес Хайлендер, Сиерра, ДинАдапт Комплектующие производства Метиз VLPExxxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R106-PRO Комплектующие производства Метиз (Оссур) Total 1900, OP4 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 544 512,55

53	8-07-11	Протез при вычленении бедра модульный среднего (2) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C30, 1D35, 1A30 Комплектующие производства Ортомедика 1A500, 1FC65 Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R93, 3R90, 3R49, 3R21 Комплектующие производства Метиз OFM2 Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E7 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 120 190,57
54	8-07-11	Протез при вычленении бедра модульный среднего (2) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз (Оссур) 1H20Y, 1H21Y Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R78 Комплектующие производства Метиз 6H25, OFM2 Комплектующие производства Экспресс Орто 4P22 Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E7 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 031 982,01
55	8-07-11	Протез при вычленении бедра модульный повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C50 1C60, 1E56, 1E57 Комплектующие производства Ортомедика Wave Comfort Комплектующие производства Метиз 2H17YB Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R92, 3R106 Комплектующие производства Ортомедика L1322 Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E9 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 576 873,55
56	8-07-11	Протез при вычленении бедра модульный повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Антарес Хайлендер, Сиерра, Динадапт Комплектующие производства Метиз VLPExxxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3R106-PRO Комплектующие производства Метиз (Оссур) Total 1900 , OP4 Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E9 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	1 757 520,68

57	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением среднего (2) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C30, 1D35, 1A30 Комплектующие производства Ортомедика 1A500, 1FC65 Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3C60 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	3 678 112,37
58	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением среднего (2) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз (ОССУР) 2H15Y Коленные модули: Комплектующие производства Метиз (Оссур) RKN130003 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	3 877 171,47
59	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз PXC0xxxx, PXT0xxxx, PLT0xxxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3C98 Комплектующие производства Метиз (Оссур) RKN130003 Комплектующие производства Вита Орта Orion Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	4 078 368,50
60	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C50 1C60, 1E56, 1E57 Комплектующие производства Ортомедика Wave Comfort Комплектующие производства Метиз 2H17YB Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3C98 Комплектующие производства Метиз (Оссур) RKN130003 Комплектующие производства Вита Орта Orion Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	3 750 514,71

61	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Антарес Хайлендер, Сиерра, ДинАдапт Комплектующие производства Метиз VLPExxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3C98 Комплектующие производства Метиз (Оссур) RKN130003 Комплектующие производства Вита Орта Orion Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	3 807 168,30
62	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением высокого (4) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать высокому (4) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C40, 1C61, 1C51, 1C68 Комплектующие производства Ортомедика Element, Rush LoPro Комплектующие производства Вита Орта ELITE2 Комплектующие производства Метиз (ОССУР) VLPExxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3B1 Комплектующие производства Антарес Плие Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	5 550 165,35
63	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением высокого (4) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать высокому (4) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C40, 1C61, 1C51, 1C68 Комплектующие производства Ортомедика Element, Rush LoPro Комплектующие производства Вита Орта ELITE2 Комплектующие производства Метиз (ОССУР) VLPExxx Коленные модули: Комплектующие производства Метиз (оссур) RKNXC0003 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	5 544 726,66
64	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением высокого (4) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать высокому (4) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз (ОССУР) PXC0xxxx, PXT0xxxx, PLT0xxxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3B1 Комплектующие производства Антарес Плие Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	5 802 293,14

65	8-07-12	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением высокого (4) уровня двигательной активности	Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением для получателей высокого (4) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать высокому (4) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз (ОССУР) РХС0xxxx, РХТ0xxxx , РLT0xxxx Коленные модули: Комплектующие производства Метиз (оссур) RKNXC0003 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	5 828 266,15
66	8-07-13	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением среднего (2) уровня двигательной активности	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C30, 1D35, 1A30 Комплектующие производства Ортомедика 1A500, 1FC65 Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3C60 Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E7 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	3 717 065,58
67	8-07-13	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением среднего (2) уровня двигательной активности	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением среднего (2) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконового чехла. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать среднему (2) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз (ОССУР) 2H15Y Коленные модули: Комплектующие производства Метиз (Оссур) RKN130003 Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E7 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	3 931 555,17
68	8-07-13	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Метиз РХС0xxxx, РХТ0xxxx , РLT0xxxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3C98 Комплектующие производства Метиз (Оссур) RKN130003 Комплектующие производства Вита Орта Orion Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E9 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	4 624 005,39

69	8-07-13	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Отто Бокк 1C50 1C60, 1E56, 1E57 Комплектующие производства Ортомедика Wave Comfort Комплектующие производства Метиз 2N17YB Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3C98 Комплектующие производства Метиз (Оссур) RKN130003 Комплектующие производства Вита Орта Orion Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E9 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	4 269 638,44
70	8-07-13	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности	Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением повышенного (3) уровня двигательной активности Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз Метод крепления протеза бедра определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Применяемые комплектующие для изготовления протеза должны соответствовать повышенному (3) уровню двигательной активности согласно рекомендациям их производителей. Возможно применение следующих комплектующих: Стопы Комплектующие производства Антарес Хайлендер, Сисрра, ДинАдапт Комплектующие производства Метиз VLPExxx Коленные модули: Комплектующие производства Отто Бокк 3C98 Комплектующие производства Метиз (Оссур) RKN130003 Комплектующие производства Вита Орта Orion Тазобедренный сустав Комплектующие производства Отто Бокк 7E9 Поворотный адаптер: Комплектующие производства Отто Бокк 4R57, 4R57=ST Тип протеза постоянный.	4 349 205,06
71	8-07-14	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконовых чехлов. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Вита-Орта: Elap Тип протеза постоянный.	2 698 707,10
72	8-07-14	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением	Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культы пострадавшего). Использование приемных пробных гильз. Метод крепления протеза голени определяется исходя из медицинских показаний и уровня двигательной активности пациента. Применение силиконовых чехлов. Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу пострадавшего. Возможно применение следующих комплектующих: Комплектующие производства Метиз/Ossur: ProprioFoot Тип протеза постоянный.	3 077 062,61